

## AKJA 2200 TEILBAR



**Neu** in der **Standardlänge von 220cm** verfügbar.

- Robuster Teilungsmechanismus garantieren stabile Fahreigenschaften auch in unwegsamem Gelände
- In zwei Hälften teilbar für einfachen Antransport
- Die Länge von 220cm (110cm geteilt) stellt einen guten Kompromiss zwischen Liegekomfort für den Verletzten und Tragekomfort beim Antransport für den Retter dar.

**Akja für Zwei-Mann Betrieb** für Schigelände in allen Schwierigkeiten, speziell für unpräpariertes und/oder unwegsames Gelände.

**Jahrelange Haltbarkeit:** Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt. Sämtliche Stahlteile sind entweder galvanisiert oder pulverbeschichtet.

Sehr **robuster** Teilungsmechanismus.

**Stabile Fahreigenschaften:** Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

**Vier abnehmbare Deichseln** mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt. Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil. Auf Wunsch auch mit teilbaren Deichseln lieferbar.

**Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen**, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

**Tragbügel** an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

**Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen** für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	<b>93036</b>
Abmessung	Länge: 220 cm Breite: 56 cm
Gewicht	Gesamt: 28 kg inkl. Deichseln
Anmerkungen	