

TRANSPORTRUCKSACK für VAKUUMMATRATZE



Für den kompakten und sicheren **Transport** und der geschützten **Lagerung** einer **Vakuummatratze 80** oder **Vakuummatratze 60** und einer **Vakuumpumpe**.

Die Vakuummatratze wird **ingerollt** im Transportrucksack verstaut und mit dem Kordelzug fixiert.

Ausgestattet mit **Schultertraggurte** und einem **Hüftgurt** für einen einfachen Transport am Rücken. Durch die **Deckelklappe** ist die Vakuummatratze vor äußeren Einflüssen bestens geschützt.

Hergestellt aus äußerst **reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon-Gewebe** ist der Inhalt auch vor spitzten Gegenständen beim Transport oder Lagerung geschützt.



Art. Nr.	93130	
Abmessung	Höhe:	700 mm
	Ø:	450 mm
Gewicht	Gesamt:	0,8 kg
Anmerkungen		