

UT 2000 Universaltrage

- **Sehr leichtes Transportmittel** zur schonenden Bergung liegender Verletzter.

Die Universaltrage UT 2000 ist in der **Längsachse mittig teilbar**, jede Hälfte kann auch als **Lasten - Transportkraxe** verwendet werden.

Teilungsmechanismus mit Easy - Opening Funktion und Sicherheitsstift.

Rohrrahmen aus **hochfestem Aluminium**. Schlag- und kratzfeste Kunststoff – Liegefläche mit guter Gleitfähigkeit. Zwei aufsteckbare Rohrbügel zur Verlängerung der Trage bzw. zur Lastaufnahme am Rücken.

Zwei multifunktionale Befestigungsgurte zum Fixieren von Verletzten oder Last.

Schultergurt mit Brustsicherung in gepolsterter und breiter Ausführung für **optimale Lastverteilung** und höchstem Tragekomfort. Höhenverstellbarer Anschlußgurt für optimale Anpassung an die Körpergröße des Tragenden und zur zusätzlichen Sicherung der Kupplung.

Rückennetz für gute Luftzirkulation.

Inklusive Gehänge für Hubschraubertransport. Belastbar bis 2.000 kg.

Höchstzulässige Zuladung: 160 kg, 1 Person



Art. Nr.	81301	
Abmessung	Läng	1.810 mm / 2.000 mm
	Breite:	440 mm
	Höhe:	120 mm
Gewicht	Gesamt: 8,0 kg	
Zubehör	Einradsystem	Art. 81320
	Führungsholm	Art. 81322
	Packtasche	Art. 81202