

# UT 2000 AUFHÄNGUNG - Standard

Gehängegurte für horizontale Aufhängung, bestehend aus:

- 4 schwarze Gurte für Kopf/Fußbereich, mit roten Schlaufen
- 2 gelbe Gurte für seitliche Befestigung, mit roten Schlaufen

Aufhängungslänge kann mittels roten Schlaufen verstellt werden.

*(Karabiner nicht enthalten)*

HS-Aufhängung Standard ist im Lieferumfang der UT 2000 (Art. 81301) bzw. der UT 2000 Alpin (Art. 81200) enthalten.



Art. Nr.	<b>81336</b>
Abmessung	Aufhängungslänge: 1.050 mm
Gewicht	Gesamt: 390 g
Anmerkungen	