

UT 2000 SCHWIMMKÖRPER UT 2000 FLOATING DEVICE




Starre Schwimmkörper für UT 2000.

Fixierbare Schwimmkörper für den Einsatz im Wasser.

Schwimmkörper werden mittels Gurten im Kopf/Fußbereich und seitlich am Rahmen der UT 2000 befestigt.

6 Stück pro Liege empfohlen.



Stiff floating device for UT 2000.

Fixable floating device for the rescue action in water.

The floating device gets fixed with belts in the head, foot area and also sideways on the frame of UT2000.

Six pieces each stretcher are recommend.



P/N	81321	
Abmessung Dimension	Ø:	150 mm
	Länge/ Length:	700 mm
Gewicht Weight	0,65 kg	
Anmerkungen Comments		