

UT 2000 FÜHRUNGSHOLM UT 2000 GUIDING HANDLES FRONT

Führungsholm für UT 2000 bzw. UT Alpin.

Fixierbarer Führungsholm für die Verwendung als Rad- bzw. Akjasystem. Führungsholm kann sowohl vorne als auch hinten angebracht werden.

Führungsholme werden auf den UT 2000 Rohrrahmen aufgesteckt und mit je 2 Gurten befestigt.

2 Stück pro Rettungstrage empfohlen.

Geeignet für UT 2000 und UT 2000 Alpin mit Bergesack.



Guide pillar for UT2000 or UT2000 Alpin


Fixable handle for the application as a wheel- or akja system.

The handle can be installed in the front or in the back.

Three handles are installed on the UT2000 tube frame and with ever two belts fixed.

Two pieces for one stretcher is recommend.

Suitable for UT2000 and UT2000 Alpin with rescue bag.



P/N	81322	
Abmessung <i>Dimension</i>	Länge / <i>Length</i> :	1.050 mm
	Breite / <i>Width</i> :	440 mm
Gewicht <i>Weight</i>	2,40 kg	
Anmerkungen <i>Comments</i>		