

UT 2000 ZWEIRADSYSTEM UT 2000 TWO-WHEELER

Zweiradsystem für UT 2000 bzw. UT Alpin.

2 Radstützen mit zwei Rädern für den Verletzentransport.

Die Radstützen werden auf den UT 2000 Rohrrahmen aufgesteckt und mit je 2 Gurten befestigt. Zwei breite Luftreifen für den komfortablen, sicheren Transport eines Verletzten.

Lieferumfang ohne Führungsholme.

Geeignet für UT 2000 und UT 2000 Alpin mit Bergesack.



Two wheel system for UT2000 and UT2000 Alpin.

Two wheel struts and two wheels.

The wheel struts are installed on the UT2000 tube frame and with each two belts fixed. The wheels are broad, comfortable air-tires.

The guiding handles aren't included.

Suitable for UT2000 and UT2000 Alpin with rescue bag.



P/N	81329
Gewicht Weight	9,80 kg
Anmerkungen Comments	