


UT 2000 WINTERAKJA 1-Mann UT 2000 AKJ MODULE 1-Person

Ein-Mann Akjasystem für UT 2000 bzw. UT Alpin.

Winter-Akjasystem für **1-Mann Betrieb** bestehend aus einem **Rahmen mit Schneeschild** vorne und zwei Kufen hinten.

Lieferumfang ohne Führungsholme.

Geeignet für UT 2000 und UT 2000 Alpin mit Bergesack.



One-person akja system for UT2000 and UT2000 Alpin.

The winter akja system for **one man use** consists of one **frame with snowshield** on the front and **two skids** behind.

The guiding handles aren't included.

Suitable for UT2000 and UT2000 Alpin with rescue bag.



P/N	81330	
Abmessung <i>Dimension</i>	Länge / <i>Length</i> :	700 mm
	Breite / <i>Width</i> :	450 mm
Gewicht <i>Weight</i>	Mit Schneeschild vorn:	3,5 kg
	<i>With front snowshield:</i>	<i>3,5 kg</i>
	Mit Kufe hinten:	1,2 kg
	<i>With skid behind:</i>	<i>1,2 kg</i>
Anmerkungen <i>Comments</i>		