

VAKUUMPUMPE COMPACT VACUUM PUMP COMPACT



Leichte Kunststoff-Vakuumpumpe.

Leichte Vakuumpumpe aus hochfestem Kunststoff zum Absaugen von Vakuummatt ratzen und –schienen.

Durch die **verkleinerte Bauweise** und dem **geringen Gewicht** ideal für alle Einsätze am Berge.

Der **kältebeständige Silikonschlauch** ermöglicht auch bei extremen Bedingungen ein einwandfreies Handling.

Light plastic vacuum pump

Lightweight vacuum pump made of high-strength plastic for suctioning vacuum mattresses and rails.

Due to the **downsized design** and the **low weight** ideal for all operations on the mountain.

The **cold-resistant silicone hose** allows perfect handling even in extreme conditions.



P/N	81365	
Abmessung Dimension	Länge / Length:	400 mm
Gewicht Weight		0,45 kg
Anmerkungen Comments		