

CANADIER UNTERLAGSMATTE CANADIER INSULATING MAT

Isolier- und Stoßdämpfungsmatte für den Einsatz in allen Canadier Modellen.

- Schützt den Verletzten im Canadier wirkungsvoll vor Stößen und gewährleistet einen schonenden Transport
- 30 mm dicke Dämpfungsmatte
- aus robustem, abwaschbaren Planenüberzug



Isolation and shock absorbing mat tailored to the use in all Canadier versions.

- Protects the injured from ground impacts and cold and guarantees a gentle transport.
- 40mm thick insulating mat
- Made of robust, washable synthetic leather



P/N	93009	
Abmessung <i>Dimension</i>	Höhe/ <i>High</i> :	40 mm
	Breite/ <i>Width</i> :	550 mm
	Länge/ <i>Length</i> :	2.000 mm
Gewicht <i>Weight</i>	Gesamt/ <i>Total</i> :	2,9 kg
Anmerkungen <i>Comments</i>		