


VENTIL für VAKUUMMATRATZE VALVE for VACUUM MATTRESS



Ersatzventil für TYROMONT Vakuummatratzen und –
schienen.

Automatisches, selbstschließendes Ventil muss nach dem
Absaugen nicht extra geschlossen werden.

Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem
Vakuumverlust.

Das Ventil kann durch einen Adapter mit jeder
handelsüblichen Vakuumpumpe bedient werden.



Reserve valve for TYROMONT vacuum mattresses and –
splints.

Automatic self-shutting valve does not need to be closed
after vacuumizing the mattress.

Also, the vacuum remains unbiased if the hose of the pump
should slip of.

Because of an adapter the valve can be used with every
commercially available vacuum pump.

P/N	93127
Gewicht <i>Weight</i>	20 g
Anmerkungen <i>Comments</i>	