

UT 2000 ALPIN Universaltrage mit integriertem Bergesack



Geöffneter Schutzsack



Geteilte Universaltrage mit Verstaueung des Schutzsacks in einer Hälfte

Weiterentwicklung der bewährten UT 2000 speziell abgestimmt auf den alpinen Rettungseinsatz. Durch den integrierten Bergesack ist erstmals eine komplett horizontale Lagerung des Verletzten in einer Vakuummatratze auf der UT 2000 möglich.

- Das Gurtsystem an der Unterseite fixiert den Schutzsack auf der Trage und sorgt für eine ebene Liegefläche für den Verletzten
- Der Schutzsack ist mit Schnellverschlüssen an einer Hälfte für den Transport lösbar
- Der Bergesack umschließt den Verletzten (auch mit Vakuummatratze) vollständig und schützt vor Beeinträchtigungen
- Großflächiger Klettverschluss zur individuellen Größenanpassung
- Verstärkte Kopfföffnung mit Aufnahme für optionale Gesichtsschutzhaube
- Kombiniertes Gurtsystem zur Verletztenfixierung und zum Transport der Tragehälften
- Lieferumfang: Universaltrage (2-teilig) mit integriertem Bergesack, 4 zusätzliche Befestigungsgurte, HS-Aufhängung

Gesichtsschutzhaube für UT Bergesack (Art. 93281)

- Aufklappbare und abnehmbare Schutzhaube aus extrem widerstandsfähiger, durchsichtiger Spezialfolie. Schützt den Gesichtsbereich des Verletzten vor kleinen Steinen, Staub, Eis und Schnee.



Art. Nr.	81200	
Abmessung	Länge:	2000 mm
	Breite:	440 mm
	Höhe:	220 mm
Gewicht	Gesamt (UT + Bergesack):	8,8 kg
	Gesamt (Bergesack):	2,0 kg
Anmerkungen		