

UT 2000 EINRADSYSTEM UT 2000 SINGLE WHEEL System

Einradsystem für UT 2000 bzw. UT Alpin.

Zwei Radstützen mit einem Rad für den Verletztentransport.

Die Radstützen werden auf den UT 2000 Rohrrahmen aufgesteckt und mit je 2 Gurten befestigt. Breiter, komfortabler Luftreifen.

Lieferumfang ohne Führungsholme.

Geeignet für UT 2000 und UT 2000 Alpin mit Bergesack.



Single wheel system for UT2000 and UT2000 Alpin.

Two wheel struts and one wheel for the transport of injured.

The wheel struts are installed on the UT2000 tube frame and with each two belts fixed. The wheel is a broad, comfortable air-tire.

The guiding handles aren't included.

Suitable for UT2000 and UT2000 Alpin with rescue bag.



P/N	81320
Gewicht Weight	4 kg
Anmerkungen Comments	