

## UT 2000 SEITENSCHUTZBÜGEL UT 2000 SIDE PROTECTION SET

2 Stück Seitenschutzbügel für UT 2000 bzw. UT Alpin.

Zwei Seitenschutzbügel zur zusätzlichen Absicherung des Verletzten.

Montage je ein Stück links bzw. rechts mit inkludierten Gurten.

Durch die Montage der beiden Seitenschutzbügel erhöht sich die Breite der Rettungstrage auf 600 mm.

Geeignet für UT 2000 und UT 2000 Alpin mit Bergesack.



Two pieces side protection bows for UT2000 and UT2000 Alpin.

Two side protection bows for an additional safeguard for the injured.

One bow gets installed on the left side, the other on the right side and the bows are fixed with the included belts.

Because of the two side protection bows, the swidth of the stretcher increases to 600mm.

Suitable for UT2000 and UT2000 Alpin with rescue bag.

P/N	<b>81333</b>	
Abmessung <i>Dimension</i>	Länge / <i>Length</i> : Breite / <i>Width</i> :	490 mm 120 mm
Gewicht <i>Weight</i>	Gesamt/ <i>Total</i> : (2 x 0,60 kg)	1,20 kg
Anmerkungen <i>Comments</i>		