

VAKUUMMATRATZE 80 Mod. Standard mit Überzugshülle & Fixiergurtsystem



Revolutionäre Vakuummatratze, speziell konzipiert für die Berg- und Flugrettung.

Extrem hohe Seiten- und Längsstabilität durch spezielle Doppeltrapez - Form. Durch die Einzüge im Kopf- und Beinbereich bleibt die Matratze trotzdem sehr handlich und leicht.

Patentiertes 48-Kammern-System

Hält das Füllungsmaterial immer an seinem Platz und ermöglicht ein extrem niedriges Profil der Vakuummatratze bei maximaler Steifigkeit. Daher ist die Vakuummatratze auch in extremem Gelände sofort einsetzbar.

Stabile Innenhülle aus äußerst widerstandsfähigem, faserverstärktem PU-Material. Dauerhafte Schweißnähte durch CAM Schweißverfahren. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Robuste Überzugshülle mit **acht Tragschlaufen** bietet zusätzlichen Schutz für die Matratze und ist zusätzlich mit einem **Fixiergurtsystem** ausgerüstet.

Die Hülle ist abnehmbar und leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die Patientenseite ist aus einem extra-robusten Planenstoff hergestellt.

Die Überzugshülle mit den Tragschlaufen ermöglicht ein schonendes Umlagern des Verletzten in ein Rettungsfahrzeug oder einen Hubschrauber.

Fixiergurtsystem: erlaubt exaktes und schonendes Anformen durch eine Person.

Automatisches, selbstschließendes Ventil muss nach dem Absaugen nicht extra geschlossen werden. Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem



Art. Nr.	81350	
Abmessung	Länge:	1.950 mm
	Breite:	800 mm
Gewicht	Gesamt:	6,5 kg
Anmerkungen	Mit Fixiergurtsystem. Ventil im Kopfbereich.	