

# VAKUUMMATRATZE ULTRALIGHT

Diese neuartige Vakuum-Matratze bietet einige Vorteile gegenüber den bisherigen Vakuum-Matratzen:

**Leichtes Gewicht** von nur **4,7 kg**.

Neuartiges **Mehr-Kammersystem** – Matratze behält Ihre Form bei. Kein Ausstreichen mehr notwendig.

Neue **abnehmbare Tragegurte und Haltegurte**.

**Zusammenrollbar** und mit Tragegurt leicht transportierbar

Das neuartige **Mehr-Kammersystem (120 Kammern)** - die Schichten der äußeren Abdeckung werden Punkt für Punkt zusammenschweißt, wodurch Kammern zwischen den Punkten entstehen, die die inneren Perlen in ihrer richtigen Position halten und gleichmäßig verteilt sind.

Dies ermöglicht eine **schnelle, sichere und einfache Anwendung** in allen Situationen.

**Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C**



Art. Nr.	<b>81370</b>	
Abmessung	Länge:	1.950 mm
	Breite:	900 mm
Gewicht	Gesamt:	4,7 kg
Anmerkungen	Ventil im Schulterbereich, außen	