

KOMBI ARM - BEINSCHIENE

Mehrfach verwendbare Kombi Schiene für Immobilisation. Diese leicht zu kombinierende **Arm-/Beinschiene** ist modular aufgebaut. Es können mehrere Verletzungsmuster mit dieser Schiene immobilisiert werden.

Der Armteil wird mittels Klett auf das Beinteil geheftet und dient somit als große Beinschiene. Durch die zwei Schienenhälften ist ein genaueres Anformen auch mit nur zwei Rettern sicher möglich.

Armteil kann für Kinder auch als Beinschiene verwendet werden, aber auch für Unterarmverletzungen bei Erwachsenen.

Beinteil ist groß genug, um zB Knöchel- oder Knieverletzungen noch ausreichend zu immobilisieren.

Automatisches, selbstschließendes Ventil muss nach dem Absaugen nicht extra geschlossen werden. Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem Vakuumverlust. **Zwei getrennte Ventile für Absaugung**



| | | |
|-------------|--------------|----------|
| Art. Nr. | 81384 | |
| Abmessung | Länge: | 1.100 mm |
| | Breite: | 660 mm |
| Gewicht | Gesamt: | 1,35 kg |
| Anmerkungen | | |