

ISOTHERM-INLAY-BERGESACK



Der **Isotherm Inlay** besteht aus zwei „Deckenhälften“, die innerhalb des Bergesackes den Patienten umhüllen.

Die Inlays werden **mittels Klett** links und rechts seitlich des Bergesack eingehängt. **Nachrüstbar** bei bestehenden Säcken.

Damit ist eine optimale Nutzung der **Innenbegurtung** weiterhin bei einer angenehmen warmen Patientenhülle möglich.

Diese **bakteriostatische Schutzhülle** hält den Patienten dank der technischen **Faser HeatUP** warm.

Atmungsaktive, wasser- und feuerfeste (M1) mit Polyurethan beschichtete Polyesterhülle, Füllung aus widerstandsfähigen Fasern.

Bakteriostatisch: Viren und Bakterien können sich auf der Oberfläche nicht ausbreiten und vermehren. Einfache Reinigung durch Schnelldesinfektionstücher und in wenigen Minuten wieder einsatzbereit.



Art. Nr.	82105	
Abmessung	Länge:	1.750 mm
	Breite:	700 mm
Gewicht	Gesamt:	1,6 kg
Anmerkungen	Nachrüstbar bei bestehenden Säcken	