

CASCADE RETTUNGSSCHLITTEN Mod. 350 - Carbon/Titan



Der 350 „Extreme“ Rettungsschlitten vom amerikanischen Hersteller CASCADE RESCUE ist das ultimative Rettungsgerät für Bergungen abseits der gesicherten Pisten.

Der Schlitten ist komplett aus Kohlefaser/Kevlar, Titanium und 6061-T6 Aluminium gefertigt.

Mit einem Schlittengewicht von 15,5 kg gehört er zu dem leichtesten Rettungsschlitten am Markt. Mit den Standardgriffen aus Aluminium (21,5 kg) bzw. den Kohlefasergriffen beträgt das Gesamtgewicht nur 19,0 kg.

Der robuste Teilungsmechanismus gewährt eine einfache Handhabung bei gleichzeitiger hoher Stabilität.



Art. Nr.	85001
Abmessung	Länge (ohne Griffe): 2.360 mm Breite: 660 mm
Gewicht	Ohne Griffe: 15,5 kg Mit Alu Griffen: 21.5 kg Mit Kohlefaser Griffe: 19,0 kg
Anmerkungen	

© TYROMONT | 09.2025



TYROMONT Alpin Technik GmbH
Bert-Köllensperger-Str. 6 · 6065 Thaur/Austria
T +43 (0) 5223 23 723-0 · office@tyromont.com

www.tyromont.com