

HUBSCHRAUBER BERGESACK MOD. TACTICAL



HEMS Bergesack für den Transport einer verletzten Person. Schutzsack zur **vollständigen Umschließung des Patienten**, hergestellt aus reißfestem, wasserundurchlässigem Spezial-Perlon Gewebe.

Das endlos vernähte **Traggurt-Geflecht** aus 45mm PES-Gurt ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zur perfekten horizontalen Lagerung des Verletzten.

Spikestreifen an der Unterseite, **seitliche Tragschlaufen** zum Anheben des Verletzten und zur Anbringung der Aufhängung.

Seitliche Stautaschen zur vollständigen Versorgung der Aufhängung.

Großflächiger, längsverlaufender Klettverschluss zur perfekten Anpassung an die Größe des Verletzten, zusätzlich gesichert mit vier außenliegenden **Verschlussgurten**.

Gepolsterte Kopfföffnung, vorbereitet zur Anbringung der optionalen Gesichtsschutzhaube (93281).

Aufhängung: 10-Punkt Aufhängung mit hochfesten Seilen und vernähten Augen, zentral in zwei Deltalinks zusammengefasst.

Art. Nr.	92214	
Abmessung	Länge:	2.050 mm
	Breite:	560 mm
Gewicht	Gesamt:	3,4 kg
Empfohlenes Zubehör	Transporttasche	(Art. 93227)
	Vakuummatratze 80	(Art. 81350)
	Vakuumpumpe	(Art. 93134)