

AKJA UNTERLAGSMATTE AKJA INSULATING MAT



Isolier- und Stoßdämpfungsmatte für den Einsatz in allen Akja Modellen.

- Schützt den Verletzten im Akja wirkungsvoll vor Stößen und gewährleistet einen schonenden Transport
- 40 mm dicke Dämpfungsmatte
- Mit robustem, abwaschbarem Planenstoff

Isolation and shock absorbing mat tailored to the use in all Akja versions.

- Protects the injured from ground impacts and cold and guarantees a gentle transport
- 40mm thick insulating mat
- Made of robust, washable synthetic leather



P/N	93007	
Abmessung Dimension	Länge / Length:	1.000 mm
	Breite / Width:	285 mm
	Höhe/ High:	40 mm
Gewicht Weight	0,7 kg	
Anmerkungen Comments	2 Stk. Pro Akja empfohlen. 2 pieces per Akja recommended.	