

SRS—SPEZIALRETTUNGSSACK



Vielfach bewährter Patientensack mit komfortabler Dämpfungseinlage für die Verwendung ohne zusätzliche Einlagen.

Optimaler Wetter- und Kälteschutz für den Verletzten durch komplett verschließbaren Sackkörper aus äußerst reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon - Gewebe. Verschluss durch großflächigen, vereisungssicheren Klett.

Dämpfungseinlage und zusätzliche **Wärmeisolierschicht** an der Unterseite und seitlich für optimalen Schutz des Verletzten. Keine weiteren Einlagen notwendig.

Hoher Bedienungskomfort, lange Lebensdauer: Das spezielle Perlon - Gewebe wird auch bei großer Kälte nicht steif und garantiert angenehme Handhabung. Zusätzlicher Verschleißschutz durch Verstärkungen an der Unterseite.

Großflächiger, **vereisungssicherer Klettverschluss** mit breitem Verstellbereich für eine rasche und einfache Versorgung des Verletzten.

Kapuze im Kopfbereich für zusätzlichen Wetterschutz.

Das **Fußteil** mit separater Öffnung erlaubt flexible Anpassung an voluminöse Schischuhe oder Schienen.

Acht Tragschlaufen für schonendes Tragen des Verletzten.

Für sämtliche TYROMONT Rettungsschlitten oder auch andere Fabrikate geeignet.



Art. Nr.	93008	
Abmessung	Länge:	2.120 mm
	Breite:	560 mm
Gewicht	Gesamt:	3,9 kg
Anmerkungen	Inklusive Dämpfungsmatte im Boden.	