

## AKJA 2000 TEILBAR RETTUNGSSCHLITTEN



**Für Schigelände** in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

Besonders gut überall dort, wo der **Akja zum Verletzten getragen** werden muss.

**Akja für Zwei-Mann Betrieb** in unpräpariertem und/oder unwegsamem Gelände.

In **zwei Hälften teilbar** für einfachen Antransport. Im Gelände mit **200cm Länge** sehr handlich.

**Jahrelange Haltbarkeit:** Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

Sehr **robuster Teilungsmechanismus**.

**Stabile Fahreigenschaften:** Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

**Vier abnehmbare Deichseln** mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt.

Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil. Auf **Wunsch** auch mit **teilbaren Deichseln** lieferbar.

**Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen**, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

**Tragbügel** an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

**Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen** für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	<b>93032</b>
Abmessung	Länge: 2.000 mm
	Breite: 560 mm
	Länge geteilt: 1.000 mm
Gewicht	27,0 kg (inkl. Deichseln)
Anmerkungen	Auf Wunsch auch mit teilbaren Deichseln erhältlich.