

AKJA 2200 TEILBAR RETTUNGSSCHLITTEN

Akja für **Zwei-Mann Betrieb** für **Schigelände** in allen Schwierigkeitsgraden, präpariert oder unpräpariert.

NEU in der **Standardlänge von 220cm** verfügbar.

- **Robuster Teilungsmechanismus** garantieren stabile Fahreigenschaften auch in unwegsamem Gelände.
- In **zwei Hälften teilbar** für einfachen Antransport
- Die **Länge von 220cm** (110cm geteilt) stellt einen guten Kompromiss zwischen **Liegekomfort** für den Verletzten und **Tragekomfort** beim Antransport für den Retter dar.

Jahrelange Haltbarkeit: Der Schlittenkörper ist komplett aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt.

Stabile Fahreigenschaften: Stahlkufen mit Harscheisen an der Unterseite des Akjas und zusätzliche seitliche Kufen für Sicherheit auf allen Schneearten.

Vier abnehmbare Deichseln mit großen Rundgriffen für sicheren und komfortablen Halt.

Besonders biegefest durch integriertes Aussteifungsprofil. Auf **Wunsch** auch mit **teilbaren Deichseln** lieferbar.

Deichselhalterung mit Bajonett-Schnellverschlüssen, verschleißfrei und robust. Einfach und sicher zu bedienen, 100 % vereisungssicher.

Tragbügel an beiden Enden für komfortables Heben und Tragen des Akjas mit dem Verletzten.

Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.



Art. Nr.	93036	
Abmessung	Länge:	2.200 mm
	Breite:	560 mm
	Länge geteilt:	1.100 mm
Gewicht	28,0 kg (inkl. Deichseln)	
Anmerkungen	Auf Wunsch auch mit teilbaren Deichseln erhältlich.	