

# CANADIER mit BREMSHILFE RETTUNGSSCHLITTEN



*Bremse INAKTIV*



*Bremse AKTIV*

**Hocheffizienter Rettungsschlitten für den Ein-Mann Betrieb.**

**Weiterentwickeltes Bremssystem:** Durch Druck auf die Deichseln erzeugt der Retter eine gleichmäßige, gut dosierbare Bremskraft.

Über ein **einfaches Hebelsystem** wird die Druckkraft auf vier Bremskrallen in den Schnee gedrückt. Dadurch kann der CANADIER auch auf steilen und vereisten Hängen sicher gebremst werden.

In flachem Gelände wird die Bremse durch leichten Zug nach oben völlig ausgeschaltet, der CANADIER fährt dann um nichts langsamer als ein Schifahrer.

**Optimale Richtungsstabilität** durch drei stabile Führungskufen aus durchgehenden, speziell für den Canadier entwickelten Alu-Dreikantprofilen.

**Ideale Verletzenlagerung** durch die ebene Form des CANADIERS speziell in Verbindung mit einer Vakuum-Matratze. Liegefläche mit **Antirutschmatte** zur besseren Fixierung des Verletzten.

**Qualität für lange Lebensdauer:** Der CANADIER ist komplett aus Anticorodal-Aluminium Legierung gefertigt. Aluminium-Führungsprofile dienen gleichzeitig als Zusatzrahmen. Deichseln, Traggriffe, Schutzprofile und Deichselhalterung sind pulverbeschichtet.

**Abnehmbare Deichseln**, mit Schnellverschlüssen in Fahr- oder Transportposition fixierbar.

**Vier Traggriffe** an den Enden des Schlittens erleichtern die Handhabung.

**Vier Fixiergurte mit Alu - Klemmschnallen** für sicheren Halt des Verletzten. Mit Handschuhen bedienbar, stufenlos verstellbar, bruch- und vereisungssicher.

Art. Nr.	<b>93040</b>	
Abmessung	Länge:	2.000 mm
	Breite:	6000 mm
Gewicht	28,5 kg (inkl. Deichseln)	
Anmerkungen	Mit verbesserter Bremshilfe.	