

AKJA GURT AKJA FIXATION BELT

Ersatzgurt für alle Akja Modelle.




- Fixiergurt aus 35mm PES-Gurt
- Alu-Klemmschnalle für sicheren Halt des Verletzten
- Mit Handschuhen bedienbar
- Stufenlos verstellbar
- Bruch- und vereisungssicher
- Für Komplettaustausch eines Akjas werden 4 Stück benötigt



Fixation belt for all Akja versions.

- 30mm PES belt
- Aluminum buckle for safe fixation of the injured
- Can be operated with skiing gloves
- Resistant against braking and icing
- To change all fixation belts of one Akja, 4 pieces of Art.No. 93058 are needed.



P/N	93058
Abmessung Dimension	Länge / Length: 1.350 mm
Gewicht Weight	0,3 kg
Anmerkungen Comments	Lieferumfang enthält ein Stück Gurtpaar, 2 Stück Riemenbügel, 4 Stück Nieten. Delivery includes one pair of straps, 2 strap brackets, 4 rivets.