

AKJA ABDECKUNG

Die Akja Abdeckung dient zum Schutz des Akja und des darin befindlichen Verletzensackes vor Schnee und Regen. Die Abdeckung wird über die Oberseite des Akja gestülpt und an der beiden Enden des Akja sicher befestigt.

- Zum Schutz des Akja bei Fahrzeugtransport, Lagerung, etc.
- Aus wasserabweisendem Spezialperlongewebe

Einfache Befestigung am Akja mit Spanngummi und Steckschnallen an der Unterseite



Art. Nr.	93060	
Abmessung	Höhe:	200 mm
	Breite:	560 mm
	Länge:	2.200 mm
Gewicht	Gesamt:	0,7 kg
Anmerkungen		