

AKJA WINDSCHUTZVERDECK



Geräumiges Windschutzverdeck, bietet dem Verletzten optimalen Schutz gegen Fahrtwind und aufgewirbeltem Schnee - speziell auch, wenn der Akja hinter einem Schneemobil gezogen wird.
Durch die großen Fensterflächen bleibt dem Verletzten ein freies Raumgefühl.

Einfaches Einladen des Verletzten.

Durch die umlegbaren Befestigungsbügel kann das Verdeck zur Gänze eingeklappt werden.
Verdeck kann ständig am Akja montiert bleiben, sodass der Akja bei Bedarf auch mit eingeklapptem Verdeck verwendet werden kann (Verdeck verschwindet unter der Vakuummatratze bzw. dem Verletzensack).

Die **Befestigung am Akja** erfolgt mit mitgelieferten Schnellverschluss-Gabelköpfen und Bändern in den dafür am Akja vorgesehenen Ösen.

Robust durch äußerst reißfestes, luft- und wasserundurchlässiges Spezialperlon - Gewebe, das auch bei großer Kälte nicht steif wird.
Das Fenstermaterial aus dem Hochsee - Segelsport hält auch **härtesten Beanspruchung** stand.

Das Windschutzverdeck kann in jeder Betriebsart angewendet werden, ob mittels Ski oder mit Schneemobile in Verbindung mit der Akja Anhängervorrichtung [93061].

Geeignet für **alle TYROMONT Akja Modelle**.



Befestigung am Akja



Spannen Verdeck

Art. Nr.	93063
Abmessung	Länge: 1.200 mm
	Breite: 580 mm
	Höhe: 700 mm
Gewicht	Gesamt: 2,0 kg
Anmerkungen	Ideal in Kombination mit Akja Anhängervorrichtung (Art. 93061).