

CANADIER GURT CANADIER FIXATION BELT

Ersatzgurt für alle Canadier Modelle




- Fixiergurt aus 30mm PES-Gurt
- Alu-Klemmschnalle für sicheren Halt des Verletzten
- Mit Handschuhen bedienbar
- Stufenlos verstellbar
- Bruch- und vereisungssicher
- Für Komplettaustausch der Gurte eines Canadiers werden 4 Stück benötigt

Fixation belt for all Canadier versions.



- 30mm PES belt
- Aluminum buckle for safe fixation of the injured
- Can be operated with skiing gloves
- Resistant against braking and icing
- To change all fixation belts of a Canadier, 4 pieces of Art.No. 93065 are needed.



P/N	93065
Abmessung Dimension	Länge / Length: 2.100 mm
Gewicht Weight	0,35 kg
Anmerkungen Comments	Lieferumfang enthält ein Stück Gurtpaar, 2 Stück Riemenbügel, 4 Stück Nieten. <i>Delivery includes one pair of straps, 2 strap brackets, 4 rivets.</i>