


CANADIER BREMSKETTE CANADIER CHAIN BRAKE



- Zusätzliche Sicherheit im Steilgelände oder auf vereisten Pisten
- Kadmierte, sehr widerstandsfähige Ausführung
- Komplett mit 2 Befestigungskarabiner
- Bei Canadier mit Bremskette (93004) serienmäßig im Lieferumfang enthalten

- Additional safety in difficult or icy areas
- Rugged, cadmium plated quality
- Equipped with two attachment-carabiners and a light holdback chain
- Already included at article 93004 (Canadier with Chain Brake)



P/N	93066	
Abmessung Dimension	Länge / Length:	1.450 mm
Gewicht Weight		0,8 kg
Anmerkungen Comments	xxx	