

TRS—THERMORETTUNGSSACK



Neuentwickelter Patientensack für den optimalen Verletzentransport im alpinen Gelände.



Hochwertiger Schutzsack für den Verletzentransport in Akja, Canadier, Gebirgstrogen oder anderen Rettungsgeräten.

Ergonomische Form, angelehnt an die bewährten TYROMONT Hubschraubersäcke.

Äußerst **reißfestes, wind- und wasserundurchlässiges Spezialperlon – Gewebe** mit großflächigem, vereisungssicherem Klettverschluss für variables Verschließen des Rettungssackes.

Seitliche Reißverschlüsse im Oberkörperbereich ermöglichen einen raschen Zugriff bei ansonsten geschlossenem Rettungssack (z.B. für Infusionen).



Zwei **stabile Reißverschlüsse im Fußbereich** für einfachen Zugriff und Verwendung von Schienungsmaterial aller Art.

Sechs seitliche, enganliegende **Trageschlaufen**.

Zur **Reinigung entfernbare Wärmeisolationseinlagen** an den Seiten und Boden bieten zusätzlich Schutz vor Stößen und Kälte.

Äußerst **kompakt zusammenlegbar**, geringes Gewicht von nur 2,0 kg.

Für sämtliche TYROMONT Rettungsschlitten und –tragen oder auch andere Fabrikate geeignet.



Art. Nr.	93070	
Abmessung	Länge:	2.050 mm
	Breite / Ø:	550 mm
Gewicht	Gesamt:	2,0 kg
Anmerkungen	Ideal in Kombination mit einer Vakuummatratze.	