

VERLETZENSACK TYRAL IRG



Der Verletzenschutzsack TYRAL **umschließt** den Patienten (auch mit einer Vakuummatratze) **vollständig** und schützt vor Beeinträchtigungen und Unterkühlung.

Ein **vereisungssicherer Klettverschluss** ermöglicht eine verletztenindividuelle Größenanpassung.

Die **Kopfföffnung** des Bergesacks ist mit einem **verstärkten Rand** ausgestattet und beinhaltet die Aufnahme für die optionale Gesichtsschutzhaube (Art.Nr. 93281).

Ausgestattet mit einer **A5-Dokumententasche** mit großem Sichtfenster.

Acht, in den seitlichen Taschen **verstaubare Trageschlaufen** ermöglichen das Anheben bzw. Umlagern des Verletzten.

Mit **integriertem Rückhaltegurt (=IRG)** zur Sicherung des Patienten in Längs- und Querrichtung. Zusätzliche Beinschlaufen zur Fixierung des Verletzten in kaudaler Richtung verhindern ein Abrutschen des Verletzten in Fußrichtung.

Vier **außenliegende COBRA® Schnallen** zur Fixierung des Sackes an den optionalen Befestigungsschlaufen der Gebirgstrage TYRAL (Art.Nr. 70550).



Art. Nr.	93073
Abmessung	Länge: 2.050 mm
	Breite: 450 mm
	Umfang: 1.400 - 1.700 mm
Gewicht	Gesamt: 3 kg
Anmerkungen	