

## VERLETZENSACK LITE



Leichter, **gewichtsoptimierter** Verletzenschutzsack in kompakter Bauweise.

Eignet sich für **schnelle, kurze Bergungen** aus einfachem Gelände.

**Kapuze** im Kopfbereich für zusätzlichen Wetterschutz.

Das **Fußteil mit separater Öffnung** erlaubt flexible Anpassung an voluminöse Schischuhe oder Schienen.

Wird mit dem TYRbag 4L geliefert, dadurch einfacher Transport des Verletzenschutzsackes.



Art. Nr.	<b>93086</b>	
Abmessung	Länge:	2050 mm
	Breite:	450 mm
Gewicht	Gesamt:	1,5 kg
Anmerkungen		