

VAKUUM BEINSCHIENE - STD

Vakuumschiene zur optimalen Schienung bei Beinverletzungen.

Zur optimalen Schienung bei Beinverletzungen bis über den Kniebereich.

Sehr robuste, faserverstärkte PU - Hülle, Multikammer-System für rutschfreie Verteilung des Füllungsmaterials.

Fixiergurtsystem: Durch das Gurtsystem (abnehm- und waschbar) kann die Beinschiene vor dem Absaugen exakt an die verletzte Partie angepasst werden. Der Retter hat somit beide Hände für den Absaugvorgang frei.

Automatisches, selbstschließende Ventil muss nach dem Absaugen nicht extra geschlossen werden. Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem Vakuumverlust. Das Ventil kann durch einen Adapter mit jeder handelsüblichen Vakuumpumpe bedient werden.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C



Art. Nr.	93107	
Abmessung	Länge:	1.100 mm
	Breite:	400—700 mm
Gewicht	Gesamt:	1,6 kg
Anmerkungen		