

VAKUUM ARMSCHIENE - STD



Zur optimalen Schienung bei Armverletzungen.

Sehr robuste, faserverstärkte PU - Hülle, Multikammer-System für rutschfreie Verteilung des Füllungsmaterials.

Fixiergurtsystem: Durch das Gurtsystem (abnehm- und waschbar) kann die Armschiene vor dem Absaugen exakt an die verletzte Partie angepasst werden. Der Retter hat somit beide Hände für den Absaugvorgang frei.

Automatisches, selbstschließende Ventil muss nach dem Absaugen nicht extra geschlossen werden. Auch ein Abrutschen des Pumpenschlauches führt zu keinem Vakuumverlust. Das Ventil kann durch einen Adapter mit jeder handelsüblichen Vakuumpumpe bedient werden.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C



| | | |
|-------------|--------------|------------|
| Art. Nr. | 93108 | |
| Abmessung | Länge: | 670 mm |
| | Breite: | 290—480 mm |
| Gewicht | Gesamt: | 0,7 kg |
| Anmerkungen | | |