

TRANSPORTRUCKSACK FÜR VKUUMMATRATZE



Für den kompakten und sicheren **Transport** und der geschützten **Lagerung** einer **Vakuummattze 80** oder **Vakuummattze 60** und einer **Vakuumpumpe**.

Die Vakuummattze wird **engerollt** im Transportrucksack verstaut und mit dem Kordelzug fixiert.

Ausgestattet mit **Schultertraggurte** und einem **Hüftgurt** für einen einfachen Transport am Rücken.
Durch die **Deckelklappe** ist die Vakuummattze vor äußeren Einflüssen bestens geschützt.

Hergestellt aus äußerst **reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon-Gewebe** ist der Inhalt auch vor spitzten Gegenständen beim Transport oder Lagerung geschützt.



Art. Nr.	93130	
Abmessung	Höhe:	700 mm
	Ø:	450 mm
Gewicht	Gesamt:	0,8 kg
Anmerkungen		