

RETTUNGSANHÄNGER TYROMONT

Für Schneemobile und Quads - Kufen



Verletztentrage fixiert im Rettungsanhänger.



Kufen-Fahrwerk mit zusätzlichen Harscheisen.



Erdnägel zur Fixierung der Trage auf Schnee/Eis.



Hochwertiger, komplett ausgestatteter Rettungsanhänger für Schneemobile und Quads bietet optimalen Schutz des Verletzten gegen aufgewirbelten Schnee, Wind und Kälte.

Maximale Sicherheit durch zwei Überrollbügel, seitlichen Rahmen und Fixiergurte mit vereisungssicheren Gurtschnallen für den Verletzten.

Integrierte, ausziehbare Verletztentrage mit verstellbarer Liegefläche, diagonal verlaufenden Fixiergurten für den Oberkörper mit COBRA® —Schnallen und querverlaufenden Fixiergurte für Becken und Beine.

In seitlicher Stautasche verwahrte **Erdanker** (2 Stück) zur Fixierung der Verletztentrage auf Schnee bzw. eisigem Untergrund.

Führungsprofile und **Schnellverriegelung** zum einfachen Verladen des Verletzten auf der Verletztentrage.

Zusätzliche **Führungsprofile** zum optionalen Einladen eines Akjas bzw. Canadier Rettungsschlittens (bei Bestellung anzugeben).

Verdeck aus robustem, wasser- und windundurchlässigem PES-Gewebe mit großen kälte- und sichtbeständigen Fensterflächen.

Umlaufender Reißverschluss zum großflächigen Öffnen des Verdecks zur Einlagerung und Versorgung des Verletzten.

Hohe Fahrstabilität des Hängers durch breite Spur, Führungskufen und vier Harscheisen.

Art. Nr.	93152
Abmessung	Hängerfläche: 2.250 x 790 mm Gesamtlänge Hänger: 450 mm Breite inkl. Kufen: 1.080 mm Höhe inkl. Verdeck: 1.450 mm
Gewicht	Hänger inkl. Aufbau: 105 kg
Auch erhältlich als:	Verwendung mit Canadier und Verletztentrage Nachrüstset ohne Hänger



TYROMONT Alpin Technik GmbH
Bert-Köllensperger-Str. 6 · 6065 Thaur/Austria
T +43 (0) 5223 23 723-0 · office@tyromont.com
www.tyromont.com