

RETTUNGSANHÄNGER TYROMONT für Schneemobile und Quads—4x4 Radsatz



Hochwertiger, komplett ausgestatteter Rettungsanhänger für Schneemobile und Quads bietet optimalen Schutz des Verletzten gegen aufgewirbelten Schnee, Regen, Wind und Kälte.

Maximale Sicherheit durch zwei Überrollbügel, seitlichen Rahmen und Fixiergurte mit vereisungssicheren Gurtschnallen für den Verletzten.

Integrierte, ausziehbare Verletzentrage mit verstellbarer Liegefläche, diagonal verlaufenden Fixiergurten für den Oberkörper mit COBRA®—Schnallen und quer verlaufenden Fixiergurte für Becken und Beine.

In seitlicher Stautasche verwahrte **Erdanker** (2 Stück) zur Fixierung der Verletzentrage auf Schnee bzw. eisigem Untergrund.

Führungsprofile und **Schnellverriegelung** zum einfachen Verladen des Verletzten auf der Verletzentrage.

Zusätzliche **Führungsprofile** zum optionalen Einladen eines Akjas bzw. Canadier Rettungsschlittens (bei Bestellung anzugeben).

Verdeck aus robustem, wasser- und windundurchlässigem PES-Gewebe mit großen kälte- und sichtbeständigen Fensterflächen.

Umlaufender Reißverschluss zum großflächigen Öffnen des Verdecks zur Einlagerung und Versorgung des Verletzten.

Hohe Fahrstabilität des Anhängers durch Ballonreifen für schonenden Transport. Ballonreifen sind auch für

Art. Nr.	93158
Abmessung	Hängerfläche: 2.250 x 790 mm Gesamtlänge Händer: 2.850 mm Breite inkl. Reifen: 1.500 mm Höhe inkl. Verdeck: 1.470 mm
Gewicht	Hänger inkl. Aufbau: 140 kg
Anmerkungen	Verwendung mit Canadier und Verletzentrage