




BERGEDREIECK TYRAH AR 2



Neuentwickeltes, **besonders ergonomisches** und mit hoher handhabungstechnischer Sicherheit ausgestattetes **Berge-dreieck**.

Durch das **spezielle Schnittkonzept** ist beim **TYRAH AR 2** gewährleistet, dass der Patient in einer ergonomischen und **schmerzfreien** Sitzposition angehoben werden kann.

EINE Größe - von Kindern ab **20kg** bis Personen mit maximal **150kg**. Das TYRAH AR 2 ist derart konzipiert, dass unabhängig von der Körpergröße keine bestimmten Anschlagpunkte ausgewählt werden müssen.



Art. Nr.	93222	
Abmessung	Höhe:	1.160 mm
	Breite:	1.160 mm
	Tangente:	1.400 mm
Gewicht	Gesamt:	760 g
Arbeitslast	> 20 kg bis 150 kg	
Zertifizierung	EN 1498:2007 B EG-Baumusterbescheinigung BMB 7310 d/e	
Einsatzbereiche	Luftrettung / Air Rescue (Simple PCDS) alle vertikalen Rettungseinsätze	
Produzent	AirWork & Heliseilerei GmbH, CH	