

TRANSPORTTASCHE STANDARD FÜR BERGESACK SET

Für den einsatzfertigen Transport von Bergesack, Vakuummatratze und Vakuumpumpe und ggf. Gesichtsschutzhaube und RBS.

Die Transporttasche ist mit einem zur Gänze verstau-barem **Schultertraggurtsystem** und **Tragegurte** zum Einhängen am Lasthaken ausgestattet.

Damit kann das Komplettsystem bei Bedarf auch über längere Strecken getragen werden.

Der Bergesack wird mit eingelegter Vakuummatratze zweifach gefaltet in die Transporttasche eingelegt. Durch den **umlaufenden, robusten Reißverschluss** kann die Tasche rasch und übersichtlich geöffnet werden. Der Bergesack wird entnommen, aufgefaltet und ist sofort einsatzbereit.

Hergestellt aus **reißfestem, luft- und wasserundurchlässigem Spezialperlon - Gewebe**. Mit umlaufendem Reißverschluss und Stautasche für das Gurtsystem. Zwei abnehmbare **Kompressionsgurte** ermöglichen die zusätzliche Reduktion des Packmaßes. Der Rückenbereich ist zusätzlich mit Cordura verstärkt.

Ausreichend Platz für:

- Hubschrauber Bergesack
- Vakuummatratze
- Vakuumpumpe
- RBS
- Gesichtsschutzhaube
- Kleinzubehör



Rückentraggurt
System

montiert

verstaute



Art. Nr.	93227	
Abmessung	Breite:	600 mm
	Höhe:	650 mm
	Tiefe:	300 mm
Gewicht	Gesamt:	1,40 kg
Anmerkungen	Auch als KLEINE Transporttasche zur Verstaung nur des Bergesacks erhältlich (#93395).	