

TRAGEGURTE TYRAL

Kreuztragegurte für eine **effizientere Verteilung** des zu transportierenden Gewichts beim Abtransport eines Verletzten mittels Gebirgstrage TYRAL.

Durch die **gepolsterten Schulterauflagen** und die verstellbaren und auch im Dunkeln gut sichtbar **Halteschlaufen** ist ein sicheres und komfortables Tragen der GT TYRAL möglich. Die Halteschlaufen können durch die robusten Klemmschnallen je nach Körpergröße und Weg Gegebenheiten schnell und einfach nachjustiert werden.

Einfach **einhängbar** in die Kerbe zwischen Rohr und Ovalgriff. Dadurch ist ein Wechsel des Retters, der die Trage trägt, jederzeit leicht möglich.

Zusätzlich bestellbar: **Schleife mit Cobraschnalle** zur schnellen Fixierung (#93259).



Art. Nr.	93256	
Gewicht	Gesamt:	0,3 kg
Anmerkungen	Wird im Set geliefert.	