



# AUFHÄNGUNG PRO TYRAL



**Aufhängung Pro** für TYRAL Gebirgstrage.

Schlingen im Beinbereich haben eine fixe Länge von 120cm.  
Schlingen Kopfbereich haben eine fixe Länge von 100cm,

Aufhängung mittels zweier Riggerplatten am Seil befestigbar,  
an der Trage mit Twistlock Karabiner.



|             |   |
|-------------|---|
| Art. Nr.    | <b>93257</b>  |
| Abmessung   | Länge Kopf: 1.000 mm<br>Länge Fussbereich: 1.200 mm |
| Gewicht     | Gesamt: 0,8 kg                                      |
| Anmerkungen | Wird mit TYRbag geliefert                           |