

## COBRA BEFESTIGUNGSSET FÜR TRAGEGURTE GT TYRAL



Das Set besteht aus vier COBRA-Befestigungen zur Nachrüstung von vier Tragegurten an der Gebirgstrage GT TYRAL. Die Befestigungen lassen sich einfach und werkzeuglos in die vorgesehene Kerbe zwischen Rohrrahmen und Ovalgriff einhängen. So wird ein schnelles, sicheres und flexibles Tragen der Gebirgstrage ermöglicht – ideal für den professionellen Einsatz in unwegsamem Gelände.

### Lieferumfang:

4 COBRA-Befestigungen zur Montage an 4 Tragegurten.



Art. Nr.	<b>93259</b>
Gewicht	Gesamt: 0,22 kg pro Paar
Anmerkungen	