

RETTUNGSSYSTEM TYROLL CS PRO

Bestehend aus einem Rettungsdreieck nach EN 1498-B, integriertem halben Spineboard und einer Schutzwanne mit Kopfschutz.

Das System TYROLL CS PRO ist ein speziell für die Rettung aus engen Bereichen (CS = confined spaces) entwickeltes Rettungsgerät.

Die möglichen Einsatzbereiche sind:

Der Transport bzw. die Evakuierung von verletzten Personen aus engen bzw. schwer zugänglichen Bereichen wie:

- Kanal bzw. Schachttretung
- Naben, Blätter, sowie Maschinenhäuser von Windkraftanlagen
- Kesselrettung und vieles mehr.

Besonderheiten:

Durch das integrierte Carbon Spineboard und den zusätzlichen Schleifkufen an der Unterseite ist es möglich den Patienten schonend über Kanten zu ziehen, und somit die Aufbauhöhe des Anschlagpunktes zu reduzieren bzw. zu optimieren.

Ausgestattet mit einer Kopfstütze und einer anformbaren Schutzwanne mit zusätzlichem Kopfschutz.

Der Patient befindet sich während des Transports in einer für ihn angenehmen Sitzposition (Neigungswinkel ca. 45°) und kann an Engstellen bzw. in Schächten mit Hilfe der optionalen Aufhängung in eine nahezu vertikale Position gebracht werden (Neigungswinkel bei Verwendung der Aufhängung von ca. 80—85°).

Für den Transport ohne Seil sind am System ein Tragegriff sowie vier abnehmbare Trageschlaufen angebracht. Für vertikale Seilstrecken besteht die Möglichkeit einen



ca. 60-65° Neigung

ca. 80-85° Neigung

Art. Nr.	93264	
Abmessung	Höhe:	1.070 mm
	Umfang:	1.150 mm
	Ø:	320 mm
Gewicht	Gesamt:	7,4 kg
Basissystem	Rettungsdreieck TYRAH AR Zertifiziert nach EN 1498-B, max. Nennlast 150kg, einschließlich Carbon-Extractionboard	
Zubehör	Transporttasche für TYROLL CS PRO (93398) Aufhängung für TYROLL CS PRO (93541)	