

# GESICHTSSCHUTZHAUBE

**Aufklappbare und abnehmbare Schutzhaube** für Hubschrauberbergesäcke aus extrem widerstandsfähiger, durchsichtiger Spezialfolie, mit eingearbeiteten PE3-Streifen.

Die Haube **schützt den Gesichtsbereich** des Verletzten vor kleinen Steinen, Staub, Eis, Schnee und den Abwinden (Downwash) des Hubschraubers. Durch die offene Bauweise ist ein permanenter Kontakt mit den Patienten möglich.

Die Schutzhaube ist auch als **lichtdichte Variante** erhältlich und findet ihre Verwendung bei Nachtflügen, wo der Patient durch die Scheinwerfer des Hubschraubers geblendet wird.

Die Gesichtsschutzhaube kann auf folgenden Produkten verwendet werden:

- HBS TYROMONT Mod. BAYERN
- HBS TYROMONT Mod. CHRISTOPHORUS II
- HBS TYROMONT Mod. CHRISTOPHORUS EVO
- Bergesack für UT2000 Alpin Verletzenschutzsack GT TYRAL



Art. Nr.	<b>93281 / 93349</b>
Varianten	93281 Haube transparent 93349 Haube lichtdicht
Gewicht	Gesamt: 0,3 kg
Anmerkungen	In zwei Varianten verfügbar.