

HOR-VER-SYSTEM II MIT GRILLON 5 m



System zum Horizontalen und Vertikalen ablassen des Bergesackes.

Die Aufhängung HOR-VER-Sys II dient zur Rettung von Personen aus **beengten Räumen**. Das System kann durch den **integrierten Flaschenzug** von einer Person von der Horizontalen in die Vertikalelage positioniert werden ohne großen Kraftaufwand.

Mittels Grillon am Flaschenzug kann der Patient sicher wieder in die Horizontale gebracht werden

Dieses System darf ausschließlich mit Bergesäcken in Verbindung mit einer **integrierten RÜCHHALTEBEGURTUNG** zur Sicherung des Patienten in Längs- und Querrichtung und vier außen liegenden Cobra Schnallen verwendet werden.

Das HOR-VER-Sys II wird mit passender Tasche geliefert.



Art. Nr.	93534	
Gewicht	Gesamt:	2,3 kg
Anmerkungen		