

TYRbag 250x200



Transport- und Aufbewahrungstasche Größe S.

Handliche Transport- und Aufbewahrungstasche unter anderem für die Aufhängung PRO der TYRAL Gebirgstrage.

Klettverschluss, Sichtfenster für Personalisierung und rückseitige Schlaufe zum Befestigen mit einem Karabiner.

Transport and storage bag size S

Handy transport and storage bag for the PRO suspension of the TYRAL mountain stretcher.



P/N	93548	
Abmessung <i>Dimension</i>	Höhe / <i>Hight</i> :	250 mm
	Breite / <i>Width</i> :	200 mm
Gewicht <i>Weight</i>	60 g	
Anmerkungen <i>Comments</i>		