

TRANSPORTSACK TYRAL AIR

Für den **sicheren Transport** und die **geschützte Lagerung** der TYRAL Gebirgstrage.

Der TYRAL Transportsack Air ist speziell für den sicheren Transport der TYRAL Gebirgstrage entwickelt worden, sowohl am Tau als auch an der Winde des Rettungshubschraubers. Er bietet optimalen Schutz für die Trage und das Zubehör und sorgt gleichzeitig für eine einfache Handhabung.

Eigenschaften:

- Der Transportsack besteht aus **robustem** und **wasserabweisenden Material**, das die TYRAL-Trage und das Zubehör vor Witterungseinflüssen schützt.
- **Zwei Gurtschlaufen mit eingenähten Karabinern** ermöglichen das sichere Einhängen des Transportsacks in den Lasthaken des Rettungshubschraubers oder an anderen Tragevorrichtungen.
- Der Transportsack bietet ausreichend Platz für eine **TYRAL Gebirgstrage** inklusive **Einradsystem** und **Zubehör**.
- **Kompakt und leicht:** Der Transportsack ist kompakt und leicht, sodass er einfach transportiert und gelagert werden kann.



Art. Nr.	93735	
Abmessung	Höhe:	400 mm
	Breite:	750 mm
	Länge:	1.200 mm
Gewicht	Gesamt:	2,75 kg
Anmerkungen	Max. Zuladung: 50 kg	