

TRANSPORTTASCHE TYRAL

Für den **geschützten Transport** und **sichere Lagerung** der Gebirgstrage TYRAL.

Die Transporttasche TYRAL besteht aus **wasserabweisendem Planenstoff**, welcher die Gebirgstrage auch während dem Transport am Autodach trocken und sauber hält. An der Öffnungslasche befinden sich **zwei Reißverschlüsse**. Diese lassen sich über die gesamte Länge öffnen. Ein **Einfaches und Schnelles ein /- aus Laden** der Trage wird damit ermöglicht.

Umlaufend befinden sich Gurtschlaufen. Diese sind für eine sichere Befestigung vorgesehen.

Zur Befestigung und zum Transport im öffentlichen Strassenverkehr muss ein Zurrmittel verwendet werden, welches die **Norm ÖNORM EN 12195-2** erfüllt.

Bei der Befestigung ist darauf zu achten, daß nicht der Transportsack alleine, sondern auch die Trage im inneren nieder gespannt wird. Die Transporttasche dient ausschließlich dem Schutz der Trage während dem Transport.



Art. Nr.	93740	
Abmessung	Höhe:	300 mm
	Breite:	650 mm
	Länge:	2.020 mm
Gewicht	Gesamt:	3,5 kg
Anmerkungen	Ohne Befestigungsgurte/ Zurrgurte	