

DOPPELRADSYSTEM GT TYRAL



Das Doppelrad für die Gebirgstrage Tyral ist eine robuste und zuverlässige Lösung, die speziell für vielseitige Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Radstütze wird, wie bisher, mit zwei Kugelsperbolzen an der Trage befestigt, was eine schnelle und sichere Montage ermöglicht.

Eigenschaften:

- **Stabile Konstruktion:** Zwei große Luftreifen sorgen für hervorragende Stabilität der Trage, ideal für verschiedene Einsatzbereiche wie Höhenwege, Fortswege aber auch enge Gassen, Zeltfeste und Festivals.
- **Reifendimensionen:** Jeder Reifen hat einen Durchmesser von 400 mm und eine Breite von 100 mm, was optimale Fahreigenschaften und hohe Tragfähigkeit gewährleistet.
- **Hervorragende Rolleigenschaften:** Dank der eingebauten Rollenlager in den Reifen bietet das Doppelrad exzellente Rolleigenschaften, die das Manövrieren auch auf anspruchsvollen Untergründen erleichtern.

Anwendungsbereiche:

Das Doppelrad ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für:

- Höhenwege und Forstwege
 - Enge Gassen
 - Zeltfeste
 - Festivals
- Gut ausgebaute Wanderwege

Art. Nr.	93743
Material	Radstütze aus hochfestem Aluminium
Gewicht	Gesamt: 9,8 kg
Anmerkungen	